

BinaxNOW иммунохроматографические экспресс-тесты, США
 Иммунохроматографические экспресс-тесты BinaxNOW
 производства Alere Scarborough, Inc.
 США

Экспресс-тесты BinaxNOW® проводятся на оригинальной патентованной Тест-Кассете
 в форме

закрывающейся книжки по образцу на тампоне. Время до считывания результата 5-15
 мин.

Цены указаны в руб. без учета НДС 10%

Цены действуют с 01.01.2016г.

BinaxNOW® Influenza A/B	Дифференцированное определение	группы А и В	назальный жидкий мазок	назальный жидкий мазок
-------------------------	--------------------------------	--------------	------------------------	------------------------

BinaxNOW	®	NP Swab Pack	Для тестов	BinaxNOW
----------	---	--------------	------------	----------

BinaxNOW® Legionella	Определение антигена	Legionella	Моча	BinaxNOW
----------------------	----------------------	------------	------	----------

BinaxNOW® Legionella	Control Swab Pack	контрольный тампон	термоинактивированный	8 650,00 р. L.
----------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	----------------

BinaxNOW® S.pneumoniae	Определение антигена	Пневмококка	Моча, спинномозговая жидкость	
BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae Control Swab Pack	Стерилизующий контроль: термоинактивированный антиген			
BinaxNOW® RSV	Определение нуклеопротеида	респираторного синцитиального вируса	Слюна	
22 теста				
		1	1	6
BinaxNOW® Strep A	Определение антигена	Streptococcus pyogenes группы A (группы А)		
BinaxNOW® Strep A Control Swab Pack	Контрольный тампон: инактивированный антиген			
BinaxNOW® Malaria	Дифференцированное определение Plasmodium	Малария и пан-маларийный тест		
BinaxNOW® Filariasis	Определение антигена	Wuchereria bancrofti	Цельная кровь, сыворотка/плазма	
BinaxNOW® G6PD	Определение дефицита	Глюкозо-6-Фосфат-Дегидрогеназы (Г6ФД)		

